

可以使用低离子强度 pH 笔测量更高离子强度的溶液吗？

是的，AZ 的低离子强度 pH 笔也可以在 0.0~14.0 的 pH 范围内进行一般的 pH 测量。

一般来说，低离子强度溶液的 pH 值测量会不稳定，但是 AZ 的低离子强度 pH 笔无论是低离子强度溶液还是正常离子强度溶液，其性能都会保持不变，供您参考。

Question

Can I use Low Ionic Strength pH pen to measure higher Ionic strength solution

Reply:

Yes, AZ's Low Ionic Strength pH pen can also do general pH measurement in the pH range from 0.0~14.0.

Generally, the pH measurement in low ionic strength solution will be unstable, but the performance of AZ's Low Ionic Strength pH pen will remain the same no matter its low ionic strength or normal ionic strength solution for your reference.