




经济实惠的相机 & 强大的软件




扫我看
产品详情与视频



只要二个步骤即可拍摄



STEP1: 连接相机与电脑



STEP2: 通过电脑设定相机/微调/拍摄

◆产品适用对象◆

发生太快速无法完整捕捉的过程,
让你预算有限依旧专业。

其他应用: 1.流体力学 2.物理科学
3.机器视觉 4.运动 5.爆炸物 6.实验室应用
7.学校教学

9501特点

- 市场首台价格便宜兼具专业的高速摄影机
- 操作简易坚固外壳
- C-mount镜头相容
- 最高帧数2420FPS
- 附Godox高亮度LED灯含脚架
- 1.3百万画素
- 连接Windows电脑软体操作
- 最大解析度1280x1024
- ISO400-6400(黑白)
- .mpg或.mp4视频输出
- USB3.0埠供电 · 无需电池
- 附快门触发器

规格	9501
CMOS	1.3百万画素 · 1/2" 光学式
最高时速解析度	210FPS
解析度vs FPS	1280x1024 @ 210FPS
	1024x1024@ 260FPS
	1024x768@ 346FPS
	640x480@ 825FPS
	512x512@ 950FPS
最大速率	256x256@ 2420FPS
	2420FPS
	10-bit CMOS
	1uS
	1280x1024
影像深度	10-bit CMOS
最大快门	1uS
最高解析度	1280x1024
感光度	Mono ISO400-6400(单色)
画素尺寸	4.8um Sq.
内建容量	依主PC而定
影像输出格式	MPEG2(*.mpg)/ H.264(*.mp4)
供电方式	USB3.0
相机控制	超高速USB3.0
外部触发器	触发器按钮及扩充I/O连接器
显示或LED灯	双色LED灯
相容镜头	C-mount
软件授权	不需要
外壳材质	铝
尺寸	80x74x40mm
重量(g)	180g(机身)
韧体更新	USB3.0直接升级
产地	台湾
标准配件	相机x1, 镜头x1, LED光源组x1, USB3.0连接线x1, 远端遥控器x1, 手提盒x1, CDx1, 说明书x1, 三脚架x2



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF

9501高速摄影机 附LED灯



摄影机



直径 80 毫米

万向三脚架孔

标准C相容镜头



状态 LED 指示灯

外部触发端口

USB3.0超高速传输/供电

外部触发器



镜头



USB3.0连接线及CD



9501高速摄影机 附LED灯



功率可调，最大**33W**

可调光 LED 视频灯

33W超高亮LED

色温: 5600K

@0.5m is 35800lux

@1m is 9600 lux

@2m is 2500 lux

0~100% 调光功能

带通用插头的电源适配器

-输入：交流100-240V

-输出：直流14V